



FagronLab™

Zäpfchenherstellung smart gedacht



FagronLab™ Suppositorien- Einweggießformen & Co.

Unsere FagronLab™ Einweggießformen für Zäpfchen ermöglichen es Ihnen, Formgebung und Verpackung effizient in einem einzigen Herstellungsverfahren zu vereinen.

NEU

Zäpfchen – schon seit langem eine Arzneiform die viele Vorteile bietet. Durch die Umgehung des "First-Pass-Effekts" der Leber tritt die Wirkung schnell ein, da die Wirkstoffe direkt über die Darmschleimhaut ins Blut gelangen. Besonders bei Personen, die Schluckbeschwerden haben oder an Magen-Darm-Erkrankungen leiden, sind Suppositorien häufig die geeignetere Arzneiform.

Traditionell werden für die Herstellung von Zäpfchen Gießformen aus Messing oder Aluminium verwendet. Sie erfordern jedoch zum einen teilweise spezielle Werkzeuge und zum anderen können diese Formen ein Zerbrechen der Zäpfchen beim Öffnen begünstigen. Eine zeitintensive Reinigung ist nach jedem Gebrauch notwendig und die Zäpfchen müssen noch verpackt werden.

Ab sofort
bieten wir Ihnen
ein praktisches Set
für die Herstellung
Ihrer Zäpfchen



FagronLab™ Suppositorien- Einweggießformen



Vorteile:

- Sicher, hygienisch, zeitsparend
- Schutz vor Verformungen und Kreuzkontaminationen
- Praktisch vorperforiert


PZN: 18602596 (1 g)
18602604 (2 g)

- Material: PVC (PVDC beschichtet)
- Torpedo-Form
- Verkaufseinheit in einer Verpackung:
25 Streifen à 12 Zäpfchen

FagronLab™ 3-in-1 Halterung

Vorteile:

- Vielseitig einsetzbar
- Geeignet für die Spülmaschine
- Geeignet für den Autoklav



PZN: 18602610

- Material: eloxiertes Aluminium
- Bis zu 5 Suppositorienstreifen gleichzeitig befüllbar
- Einfache Reinigung
- Auch für die Abfüllung von bis zu 10 Einmalampullen geeignet

FagronLab™ Abdeckband

Vorteile:

- Sicher und hygienisch
- Einfache Anwendung
- Passend zugeschnitten
- 1 Rolle enthält 100 Klebestreifen



PZN: 18602627

Das **FagronLab™ Abdeckband** ist die passende Versiegelung für die Einweggießformen. Die papierbasierten Klebestreifen sind passgenau für einen 12-Zellen Suppositorienstrang und können somit ganz einfach – ohne weiteres Zuschneiden – als Verschluss auf die Form aufgebracht werden. Beim Abtrennen einzelner Suppositorien lässt sich das Abdeckband leicht durchtrennen.

FagronLab™ Faltschachtel für Suppositorien

Zur Abgabe
an den
Patienten



PZN: 18602633
(1 VE = 100 Stk.)

Die praktische Faltschachtel, in der die Suppositorien-Streifen nach der Herstellung sicher und hygienisch an den Kunden abgegeben werden können. Es werden keine Tüten, Dosen oder ähnliches mehr benötigt. In der **FagronLab™ Faltschachtel für Suppositorien** sind die Zäpfchen sicher für den Transport und die Lagerung beim Kunden verpackt.



Gemeinsam

gestalten wir die Zukunft
personalisierter Medizin.

