

Tabea's

Rezepturtipp



Nasenspray

Nasenspray in der Rezeptur - welche Grundlagen eignen sich?

Isotonische Grundlage für Nasenspray und
Nasentropfen NRF S.57.



Lösliche Wirkstoffe

Viskose, isotonische Grundlage für
Nasenspray und Nasentropfen NRF S.58.



Suspendierte Wirkstoffe

Der passende Dosieraufsatz?



Nasensprayzerstäuber GL 18 (0,15 ml / Hub)
5 ml bis 100 ml- Tropfflasche

<https://www.wepa.shop>



Zerstäuberpumpe GL 18, Aufsatz Nasenspray
für 10 ml-Tropfflasche (0,14 ml / Hub)

<https://www.wepa.shop>



3K® System Nasal-Spray, 10 ml, steril
Ausbringung 45 mg (gereinigtes Wasser)

<https://www.wepa.shop>

Alternative Applikation

MAD 300 Nasalzerstäuber - intranasale
Verabreichung von Medikamenten



für Luer-Lock-Spritzen

<https://healthmask.de/MAD-300-Nasalzerstaerber>



<https://www.doccheckshop.de/injektion-infusion/spritzen/einmalspritzen/12299/Ima-mad-100-nasalzerstaerber-mit-spritze>

Verwendbarkeitsfristen

Bei chemischer und physikalischer Stabilität stehen für die mikrobielle Stabilität folgende Empfehlungen zur Verfügung:



Konserviert: 6 Monate

Unkonserviert: 1 Woche