

Tabea's

Rezepturtipp



Omeprazol-Suspension

Wie könnte eine Verordnung aussehen?

<input type="checkbox"/> Geb. bei <input type="checkbox"/> Geb. pfl. <input type="checkbox"/> nachts <input type="checkbox"/> sonst <input type="checkbox"/> bei <input type="checkbox"/> Abh. <input type="checkbox"/> entl.	Krankenkasse bzw. Kostenträger			<input type="checkbox"/> HILF- mittel <input type="checkbox"/> Impf- stoff <input type="checkbox"/> Spr.-St. <input type="checkbox"/> Injekt. <input type="checkbox"/> Erg.- Pflanzl.	<input type="checkbox"/> Apotheke-Nachname / IK
	Name, Vorname des Versicherten			Dose / Anzahl Gesamt-Anzahl	
	Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status:			Arzneimitel- / Hilfsmittel-Nr. Faktor Tasse	
	Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum:			1. Verordnung	
				2. Verordnung	
			3. Verordnung		
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)			Vertragsarztstempel		
<input type="checkbox"/> auf idem	Omeprazol		0,20 g		
<input type="checkbox"/> auf idem	SyrSpend® SF ALKA Pulver		6,30 g		
<input type="checkbox"/> auf idem	Gereinigtes Wasser		ad 100,00 ml		
Dosierung: × ml × mal täglich einnehmen					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Abgabedatum in der Apotheke
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebennummer			
Unterschrift des Arztes					

2 Wochen im Kühlschrank haltbar...

SyrSpend® SF Kompatibilitätstabelle

WICHTIG

Die Daten geben die physikalische und chemische Stabilität eines Wirkstoffes in SyrSpend® SF an.

Gemäß NRF/DAC beträgt die Haltbarkeit von unkonservierten Oralien 2 Wochen. Die Lagerung sollte ausschließlich im Kühlschrank stattfinden.**

- ✓ kompatible Kombination
- ⊗ nicht kompatible Kombination
- 🏠 Lagerungstemperatur 15 - 25 °C
- ❄️ Lagerungstemperatur 2 - 8 °C

Flüssig

SyrSpend® SF PH4



SyrSpend® SF PH4 NEO



Pulver

SyrSpend® SF PH4



SyrSpend® SF Alka



KONSERVIERT

UNKONSERVIERT

Wirkstoff	Konzentration	KONSERVIERT			Lagerung	UNKONSERVIERT		
		30 Tage	60 Tage	90 Tage		Kompatibilität	Lagerung	
Omeprazol [®]	2 mg/ml	⊗	⊗	⊗		⊗	✓	❄️
	5 mg/ml	⊗	⊗	⊗		⊗	✓	❄️

Mit oder ohne Aroma?

Aromafrei

PZN: 11111352 (40 g)

PZN: 17932050 (100g)

Kirscharoma


PZN: 16329854 (40 g)



Herstellungsanweisung

Volumetrisch


1. SyrSpend® SF Pulver in Fantaschale wiegen.
 - SyrSpend® SF Alka: 6,3 g auf 100 ml.
2. Omeprazol auf einer geeigneten Wägeunterlage nach Nullstellung der Waage abwiegen und ebenfalls in die Fantaschale überführen.
3. Den Wirkstoff mit dem SyrSpend® SF ALKA Pulver gut in der Fantaschale vermischen.
4. Zunächst mit 80 % gereinigtem Wasser auffüllen und homogenisieren.
5. Suspension in einen geeigneten Messzylinder überführen.
6. Nun mit gereinigtem Wasser bis zum (ad) gewünschten Volumen auffüllen.
7. Suspension in Abgabegefäß überführen.
8. Anschließend durch nochmaliges kräftiges Schütteln homogenisieren.



Herstellungsanweisung

Gravimetrisch

1. SyrSpend® SF Pulver in Fantaschale wiegen.
 - SyrSpend® SF Alka: 6,3 g auf 100 ml.
2. Omeprazol auf einer geeigneten Wägeunterlage nach Nullstellung der Waage abwiegen und ebenfalls in die Fantaschale überführen.
3. Den Wirkstoff mit dem SyrSpend® SF ALKA Pulver gut in der Fantaschale vermischen.
4. Zunächst mit 80 % gereinigtem Wasser auffüllen und homogenisieren.
5. Nun mit gereinigtem Wasser bis zur (ad) gewünschten Masse ergänzen.
 - SyrSpend® SF Alka Dichte: 1,02 g/ml. (100 ml = 102 g)
6. Suspension in Abgabegefäß überführen.
7. Anschließend durch nochmaliges kräftiges Schütteln homogenisieren.



*Möglich für alle Wirkstoffe mit der ausgewiesenen Konzentration in der Kompatibilitätstabelle.

Primärpackmittel & Dosierhilfen

Medizinflasche GL 28



www.wepa.shop/einrichtungsangebot-basis/aponorm-medizinflasche-50-ml-032320

Oralspritzen 5ml



PZN: 13655961 (10 Stück)
PZN: 13655978 (100 Stück)

Kolbendosierpipette



www.wepa.shop/einrichtungsangebot-basis/kolbendosierpipette-1-ml-geteilt-in-0-05-ml-032401

Dosieraufsatz für
Oralspritze (Tip-Extender)



PZN: 13655984 (10 Stück)
PZN: 13656015 (100 Stück)

Steckeinsatz GL 28
für Dosierhilfen



PZN: 17173934 (5 Stück)



Etikettierung



1

Zusammensetzung von SyrSpend® SF ALKA:

Calciumcarbonat
Modifizierte Maisstärke
Sucralose
(Aroma*)

*Kirscharoma

2

Vor dem Gebrauch schütteln!